

**Gesunde Ernährung,  
regelmäßige Bewegung  
und Medikamenteneinnahme  
sind schwierig**



**TANTALUS™**  
Diabetes Control Technology



**TANTALUS™** kann Ihnen dabei helfen!

Wenn Sie mehr wissen möchten?

- **TANTALUS** kann Ihnen helfen, Ihre Blutzuckerwerte zu verbessern und gleichzeitig Gewicht zu verlieren, frei von medikamentösen Einschränkungen
- **TANTALUS** arbeitet selbstständig ohne Ihr tägliches Zutun
- **TANTALUS** wurde in klinischen Studien als sicher und effektiv getestet
- **TANTALUS** ist mit einem minimal-invasiven chirurgischen Eingriff verbunden und kann jederzeit rückgängig gemacht werden

Fragen Sie Ihren Arzt nach dem  
**TANTALUS™**-System

Besuchen Sie unsere Internetseite:  
**[www.metacure.de](http://www.metacure.de)**

**TANTALUS** wird von der Firma Metacure hergestellt

Diese Broschüre ist ausschließlich für den Gebrauch  
und den Vertrieb außerhalb der USA bestimmt

Part No. MC2008103

  
**MetaCure**

MetaCure GmbH  
Chollerstrasse 3  
6300 Zug, Switzerland

**CE**  
0086  
2006

Nehmen Sie Medikamente zur Behandlung  
von Typ 2 **DIABETES?**

Ist Ihr Blutzucker dennoch hoch – trotz der  
verschriebenen Medikamente?

**TANTALUS™ kann Ihre Lösung sein**

**TANTALUS** ist ein einzigartiges medizinisches Gerät,  
das Ihnen hilft, Ihre Essgewohnheiten zu kontrollieren  
und sowohl den Blutzuckerspiegel als auch das  
Körpergewicht reduziert

# TANTALUS - Control Your Diabetes, Free Your Life

## Über Typ 2 Diabetes und Gewichtskontrolle:

Ein hoher Blutzuckerwert bei Diabetes kann ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen wie Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Amputationen, oder zur Dialyse führen.

Für Ihr Wohlbefinden ist es wichtig, dass Sie Ihren Blutzuckerspiegel reduzieren. Dieses Ziel ist jedoch nicht leicht zu erreichen.

Darüber hinaus kämpfen Menschen, die unter Diabetes leiden, oft mit ihrem Gewicht. Diese beiden Probleme gehen Hand in Hand.

Medikamente, die zur Behandlung von Diabetes eingesetzt werden, wie z. B. Insulin, führen jedoch häufig zu einer Gewichtszunahme. Beliebte Lösungen zur Gewichtsreduktion sind auch operative Methoden einschließlich Magen-Bypass oder Magenband. Diese Behandlungen verändern die Größe des Magens und beeinflussen die Art der Nahrungsverdauung. Diese Behandlungen können sehr traumatisch sein und signifikante Veränderungen im Lebensstil sowie Schwierigkeiten bei der Verdauung vieler Nahrungsmittel mit sich bringen.

Eine neue Technologie zur Kontrolle von Blutzucker und Körpergewicht ist jetzt verfügbar – das TANTALUS-System.

## Was ist TANTALUS?

**TANTALUS** ist ein medizintechnisches Gerät, das von Ärzten mit Hilfe einer minimal-invasiven Operationsmethode, der sogenannten Laparoskopie, implantiert wird.

**TANTALUS** gibt Ihnen die Freiheit, Ihr Leben ohne körperliche Einschränkungen oder Unannehmlichkeiten fortzusetzen und dabei Ihr Gewicht und Ihren Blutzuckerspiegel zu kontrollieren.

## Wie arbeitet TANTALUS?

Das TANTALUS-System kontrolliert die Magenaktivität bei der Nahrungsaufnahme und sendet elektrische Reize an Ihren Magen während Sie essen.

Das Ergebnis ist eine verstärkte Magenaktivität, die für ein schnelleres Sättigungsgefühl sorgt.


TANTALUS hilft so Ihrem Körper, weniger Nahrung aufzunehmen und den Blutzuckerspiegel besser zu kontrollieren.

## Wie TANTALUS Ihren Typ 2 Diabetes und die Gewichtskontrolle verbessert:

TANTALUS sorgt für eine verbesserte Behandlung übergewichtiger Menschen, die unter Typ 2 Diabetes leiden. Patienten, die das TANTALUS-System benutzen, erfahren eine bessere Kontrolle des Blutzuckerspiegels und des Körpergewichts.

Klinische Studien haben gezeigt, dass Patienten eine signifikante Verbesserung ihres Blutzuckerspiegels und einen Gewichtsverlust schon nach 3 Monaten Therapie erreichen können.

TANTALUS hilft den Blutzuckerspiegel und das Gewicht zu reduzieren. TANTALUS kann tatsächlich helfen, den Beginn einer Insulinbehandlung zu vermeiden.



## Was bedeutet das für Sie?

- TANTALUS wird im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs implantiert, der ungefähr 2 Stunden dauert und unter Vollnarkose durchgeführt wird. Nach dem Eingriff kann es zu vorübergehenden minimalen Beschwerden kommen.
- Das TANTALUS-Aktivitätsniveau wird vor Beginn der Therapie angepasst, um die für Sie angenehmste Einstellung zu erhalten. Ihr Arzt wird Ihre Fortschritte überwachen und - falls notwendig - das Frequenzniveau anpassen.
- Die TANTALUS-Batterie muß einmal in der Woche 45 Minuten aufgeladen werden – ein einfacher, nicht-invasiver Prozess.